

CUIDA HOY

Plataforma de enfermería a domicilio — panel de administración (versión demo).

ACCESO AL PANEL

cuida-hoy.netlify.app/admin

Se abre desde cualquier celular, tablet o PC con conexión a internet. A diferencia de otras apps de AppsArt, acá cada persona (paciente, enfermero, administrador) tiene su propio usuario y contraseña — más abajo te dejo cómo entrar a los otros dos portales para poder probar el circuito completo.

ES UNA VERSIÓN DE PRUEBA

No cargues datos reales de pacientes ni enfermeros todavía — esta es una demo para validar los flujos antes de la versión final. Vas a ver un cartel "MODO DEMO" en la parte de arriba de cada pantalla, recordándolo.

PARA TENERLA COMO UNA APP EN EL CELULAR

- 1 Abrió **cuida-hoy.netlify.app/admin** desde Chrome (Android) o Safari (iPhone).
- 2 Tocá el menú del navegador (los tres puntos, o el ícono de compartir en iPhone).
- 3 Elegí "Agregar a pantalla de inicio" / "Añadir a inicio".
- 4 Confirmá el nombre y listo — queda un ícono en la pantalla, como el de cualquier app. En iPhone, este paso además es necesario para que después te puedan llegar los avisos push.

CÓMO ESTÁ ORGANIZADA

Enfermeros

Revisar la matrícula de cada enfermero que se registra y aprobarlo o rechazarlo.

Pedidos

Ver los pedidos de los pacientes, asignarles un enfermero y hacer seguimiento del estado y el pago.

CÓMO SE GUARDA

Todo se guarda solo, al instante, sincronizado en tiempo real: si aprobás un enfermero o cambiás el estado de un pedido, lo ven todos los que tengan la app abierta en ese momento, sin recargar nada.

1 Enfermeros

Acá aparecen todos los enfermeros que se registraron en la app, para que los revises antes de que puedan recibir pedidos.

QUÉ VAS A VER

- Los enfermeros **pendientes de aprobación** aparecen primero.
- Cada tarjeta muestra nombre, número de matrícula, zona y teléfono.
- Un botón "**Ver matrícula**" para abrir la foto o PDF que subió al registrarse.

PASO A PASO

- 1 Tocá **Ver matrícula** y revisá que la foto/PDF corresponda a la persona y esté vigente.
- 2 Si está en regla, tocá **Aprobar** — el enfermero pasa a estado Aprobado y ya puede recibir pedidos.
- 3 Si no corresponde, tocá **Rechazar**.

OJO CON ESTO

Un enfermero **pendiente** o **rechazado** no aparece en el desplegable de la pestaña Pedidos — no se le puede asignar ningún turno hasta que esté Aprobado.

2 Pedidos

Acá ves todos los pedidos que hicieron los pacientes, para asignarles un enfermero y hacer seguimiento hasta que se completan.

QUÉ VAS A VER

- Cada tarjeta muestra el tipo de servicio, nombre y teléfono del paciente, zona, fecha, horario y el estado actual.

PASO A PASO

- 1 Elegí un enfermero aprobado en el desplegable "Sin asignar" — el pedido pasa solo a estado **Asignado**.
- 2 A medida que avanza el servicio, actualizá el estado a mano (Confirmado, En curso, Completado o Cancelado).
- 3 Marcá el pago como **Pagado** cuando corresponda.

POR AHORA

El cobro todavía se marca a mano — esta demo no tiene integración con Mercado Pago. Cuando se sume, este paso va a quedar automático.

3 Avisos push

Podés activar un aviso que te llega al celular apenas se registra un enfermero nuevo o entra un pedido, aunque no tengas la app abierta.

PASO A PASO

- 1 Arriba del panel, tocá "🔔 **Activar avisos de enfermero/pedido nuevo**".
- 2 Aceptá el permiso que te pida el navegador.
- 3 Listo — el aviso te va a llegar como notificación del celular, y tocándolo te lleva directo al panel.

OJO CON ESTO

En iPhone, para que el aviso llegue con la app cerrada, primero tenés que haber agregado el sitio a la pantalla de inicio (el paso del principio de esta guía).

4 Probar como paciente o como enfermero

Para probar el circuito completo — no solo el panel de admin — podés entrar a los otros dos portales de la misma app y generar datos de prueba.

- **Paciente** — **cuida-hoy.netlify.app/paciente** — crear una cuenta y pedir un servicio de prueba.
- **Enfermero** — **cuida-hoy.netlify.app/enfermero** — crear una cuenta, subir cualquier foto como matrícula de prueba, y esperar a que lo apruebes desde acá.

OJO CON ESTO

Usá emails y datos inventados para probar — es justamente lo que dice el cartel de MODO DEMO arriba de cada pantalla.

Cualquier duda mientras la vas probando, escribime.



APP DESARROLLADA POR APPSART